

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

<https://svabbe.nt-rt.ru> || [sbc@nt-rt.ru](mailto:sbc@nt-rt.ru)


## Неонатальное оборудование

### ШВАБЕ SH.01G11-ODN-01

### ОБОГРЕВАТЕЛЬ ДЕТСКИЙ НЕОНАТАЛЬНЫЙ ОДН-01



- компактность
- легкость
- простота в управлении



Обогреватель предназначен для компенсации тепловых потерь у новорожденных детей с остро выраженной гипотермией в палатах "Мать и Дитя", палатах интенсивной терапии и патологии новорожденных.

Областью применения являются учреждения родовспоможения, перинатальные центры, специализированные центры и НИИ охраны материнства и младенчества, детские больницы, оказывающие помощь новорожденным.

#### Преимущества:

- может использоваться как отдельно, так и в дополнение к другому неонатальному оборудованию
- позволяет сохранить контакт матери и ребенка в первые дни жизни младенца
- имеет два режима регулирования температуры
- встроенная система тревог
- возможность смены чехлов матрасика – с бортиками для фиксации ребенка внутри матрасика и без бортиков для проведения операционных процедур
- возможность мытья и дезинфекции

#### Технические характеристики:

Диапазон устанавливаемой температуры, град. С .....	от 35 до 39
Максимальное отклонение температуры поверхности матраса в разных частях, град. С .....	1
Срабатывание тревоги – при отклонении температуры .....	0,4
Время непрерывной работы, ч. ....	более 72
Потребляемая мощность, В•А .....	50
Габаритные размеры матрасика:	
а) исполнение 3170.10000000:	
– высота, мм .....	20
– ширина, мм .....	410
– длина, мм .....	555
в) исполнение 3170.100000001:	
– высота, мм .....	20
– ширина, мм .....	600
– длина, мм .....	760
Габаритные размеры блока управления:	
– высота, мм .....	220
– ширина, мм .....	150
– длина, мм .....	200
Масса обогревателя, кг .....	4